














KATALOG PREISKAV V LABORATORIJU ZD ŠENTJUR				
Preiskava	Odvzeti material/ Priporočeni odvzem	Tip naročila (nujno/redno)	Opombe/Priporočila	CERTIFIKATI EQAS
BIOKEMIČNE PREISKAVE				
S – Alkalna fosfataza	 Serumska epruveta z dodatkom ločevalnega gela in aktivatorja strjevanja	Nujno – 1 - 2 uri Redno – isti dan (oz. do konca delovnika)	Odvzem krvi za biokemične preiskave: 7.00 – 11.00, razen nujna naročila. Priporočamo odvzem na tešče. Rezultat podajamo z oGF, po CKD-EPI ref. vrednost >90ml/min/1,7 3m ²	SNEQAS RIQAS
S - HDL holesterol				
S - Holesterol celokupni				
S – Trigliceridi				
S – LDL holesterol				
S – Glukoza				
S – Sečnina				
S - Kreatinin				
S -oGF (Ocena glomerulne filtracije)				
S - Aspartat - aminotferaza (AST)				
S - Alanin - aminotferaza (ALT)				
S - γ- glutamil-transferaza (GGT)				
S - C- reaktivni protein (CRP)				
S – Urati				
S - Natrij				
S - Kalij				
S – Kloridi				
K - Glikirani hemoglobin (HbA1c)	 Polna kri (EDTA)	Preiskavo izvajamo vsak dan	Odvzem krvi od 7.00 – 13.00	SNEQAS
K - C- reaktivni protein – CRP (POCT)	Kapilarna kri	Do 30 minut	Ob preiskovancu	SNEQAS RIQAS
K - Glukoza (POCT)	Kapilarna kri	Do 30 minut	Ob preiskovancu	SNEQAS
IMUNO – KEMIJSKE PREISKAVE				
S - TSH (Ščitnico stimulirajoči hormon)	 Serumska epruveta z dodatkom ločevalnega gela in aktivatorja strjevanja	Isti dan (oz. do konca delovnika)	Priporočen odvzem po 9 uri.	RIQAS
S - FT3 (Prosti trijodotironin)				
S - FT4 (Prosti tiroksin)				
S - Prostata specifični antigen (PSA)				



KATALOG PREISKAV V LABORATORIJU ZD ŠENTJUR				
Preiskava	Odvzeti material/ Priporočeni odvzem	Tip naročila (nujno/redno)	Opombe/Priporočila	CERTIFIKATI EQAS
HEMATOLOŠKE PREISKAVE				
K – Krvna slika – Hemogram	 Polna kri (EDTA)	Nujno – 30 minut Redno – do 2 uri	Odvzem krvi od 7.00 - 13.00	SNEQAS RIQAS
K – Hemogram in diferencialna krvna slika (DKS)				
K -Sedimentacija eritrocitov (SR)	 Citratna kri	Nujno – 1 ura 30 minut . Redno – do 2 uri	Težkost ni potrebna	/
KOAGULACIJSKE PREISKAVE				
P – Protrombinski čas (PČ) P - INR	 plazma	Od 1 – 2 uri.	Odvzem krvi ob torkih in petkih od 10.30 - 11.30	SNEQAS
K – INR – (LAB in POCT)	Kapilarna kri	Do 15 min	Ob preiskovancu	/
PREISKAVE BLATA				
F – Paraziti (podančice, jajčeca)	Vzorec blata	Od 30 minut – 2 uri. (oz. do konca delovnika)	Oddaja vzorca od ponedeljka do petka od 7.00 - 13.30 POCT -ob preiskovancu.	/
F - Prisotnost okultne krvi (LAB in POCT)				
FUNKCIJSKI TESTI				
OGTT	 Plazma	Isti dan (oz. do konca delovnika)	7.00-8.00 Odvzem in meritev glukoze ob 0 minut, sledi obremenitev s 75g glukoze in meritev ob časovnih intervalih.	/
OGTT -nosečnice				
PREISKAVE URINA				
U – Osnovna analiza urina (LAB in POCT)	 Priložnostni vzorec urina.	Nujno – 30 minut Redno – isti dan (oz. do konca delovnika)	Oddaja vzorca od ponedeljka do četrтка od 7.00 - 13.00, v petek od 7.30 – 13.00. POCT - ob preiskovancu.	SNEQAS
U – Sediment urina		Isti dan (oz. do konca delovnika)	Preiskava se avtomatsko naroči skupaj z osnovno analizo urina!	
HITRI TESTI				



KATALOG PREISKAV V LABORATORIJU ZD ŠENTJUR				
Preiskava	Odvzeti material/ Priporočeni odvzem	Tip naročila (nujno/redno)	Opombe/Priporočila	CERTIFIKATI EQAS
B - Streptokok A (LAB in POCT)	Bris žrela	Nujno – 20 minut Redno – 30 minut	Odvzem vzorca od ponedeljka do petka od 7.00 - 13.00 POCT - ob preiskovancu.	/
U – βHCG (POCT)	Priložnostni vzorec urina.	Isti dan (oz. do konca delovnika)		
B- COVID-19 (HAGT) – (POCT)	Bris nosne votline	Do 30 minut	Ob preiskovancu	
K – Troponin (POCT)	 Polna kri (EDTA) Polna kri (Li-heparin)	Do 30 minut	Ob preiskovancu	
K- D-Dimer	 Polna kri (Li-heparin)	Do 30 minut	Ob preiskovancu	/
K-NT-proBNP	 Polna kri (Li-heparin)	Do 30 minut	Ob preiskovancu	/